

**CHARISMA<sup>®</sup> Syringe**  
**DURAFILL<sup>®</sup> VS**



**Resinas compostas diretas fotopolimerizáveis**

Informação de produto

# Charisma<sup>®</sup>

## Resina composta universal micro-híbrida



### Resina composta micro-híbrida à base de Microglass<sup>®</sup> para dentes anteriores e posteriores.

#### Principais características

- Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa);
- Fácil de ser esculpida;
- Excelente acabamento e polimento;
- Seleção de cores rápida e precisa;
- Efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural;
- Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação.

#### Propriedades físicas

- Partículas com alta transmissibilidade;
- Radiopaca;
- Tamanho médio de partículas: 0,7 microns;
- Liberação de fluoretos / recarregável.

#### Benefícios

- Excelente adaptação marginal;
- Resistente à descoloração marginal;
- Resistente ao desgaste;
- Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista;
- Excelente lisura superficial
- Mais de 15 anos de sucesso mundial;
- Escala de cores confeccionada com a própria resina.

#### Indicações

- Classes I, II, III, IV e V de Black;
- Ajuste de formas e tamanho;
- Correção de cores;
- Tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental;
- Ferulização de dentes após trauma;
- Restauração de dentes decíduos;
- Fechamento de diastemas;
- Facetas laminadas diretas e indiretas.

#### Apresentação

Seringas de 4g nas cores:

- Esmalte: **A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4 e D3;**
- Dentina: **OA2, OA3, OA3.5 e OB2;**
- Dentes clareados e odontopediatria: **SL, SLO, SLT;**
- Regiões cervicais: **YB e DB;**
- Incisal: **I.**

#### Caso clínico

Caso clínico de autoria do Prof. Dr. Luis Felipe, DDS.  
Florianópolis - SC.



1) Fechamento de diastema: antes.



2) Fechamento de diastema: depois.

# Durafill®

## Resina composta à base de micro-partículas



**Resina composta à base de micro-partículas indicada para restaurações estéticas em dentes anteriores.**

### Principais características

- Manipulação fácil e rápida;
- Fácil de ser esculpida;
- Excelente acabamento e polimento;
- Seleção de cores rápida e precisa;
- Excelente característica de manipulação (não-pegajosa);
- Efeito camaleão, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural;
- Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação;
- Reflexão natural da luz.

### Benefícios

- Excelente adaptação marginal;
- Excelente estabilidade de cor;
- Resistente à descoloração marginal;
- Resistente ao desgaste;
- Excelente lisura superficial
- Quase 30 anos de sucesso mundial;
- Escala de cores confeccionada com a própria resina.

### Indicações

- Classes III, IV e V de Black;
- Ajuste de formas e tamanho;
- Correção de cores;
- Tratamento de defeitos congênitos da estrutura dental;
- Ferulização de dentes após trauma;
- Restauração de dentes decíduos;
- Fechamento de diastema;
- Facetas diretas e indiretas.

### Apresentação

Seringas de 4g nas cores:

- Esmalte: **A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4 e D3;**
- Dentina: **OA2, OA3, OA3.5 e OB2;**
- Dentes clareados e odontopediatria: **SL, SLO, SSL;**
- Regiões cervicais: **YB e DB;**
- Incisal: **I.**

### Caso clínico

Caso clínico de autoria do Prof. Dr. Luis Felipe, DDS.  
Florianópolis - SC.



1) Resolução de Classe IV: antes.



2) Resolução de Classe IV: depois.

**Heraeus Kulzer South America Ltda.**

Rua Dr. Cândido Espinheira, nº 250

Pacaembu - São Paulo / SP - Brasil

CEP: 05004-000

Fone: +55 (11) 3665-0500

Fax: +55 (11) 3665-0502

E-mail: [sac@heraeus-kulzer.com.br](mailto:sac@heraeus-kulzer.com.br)

Website: [www.heraeus-kulzer.com.br](http://www.heraeus-kulzer.com.br)