

Dentes Alemães Classic



A Solução Perfeita 4x4

Carta Molde
Informação de Produto

Magister

Dentes anteriores Classic

Magister

Dentes anteriores com 4 camadas

Os dentes Magister apresentam estética semelhante à do dente natural, biocompatibilidade certificada e são desenvolvidos com a tecnologia INCOMP de injeção e compressão de camadas, que evita a formação de bolhas ou porosidades.

Sua estrutura com 4 camadas possibilita uma combinação perfeita das curvas de reflexão de luz entre os dentes acrílicos e a dentição natural.

Fluorescentes, com efeitos opalescentes nos bordos incisais e alto grau de translucidez nas regiões incisais e proximais, os dentes Magister garantem naturalidade estética independente da condição da luz projetada.

Além disso, possuem fidelidade de cor com os dentes posteriores Orthognath e Orthocal, bem como, com a resina indireta Signum e a cerâmica HeraCeram.

Anatômicos, proporcionam adaptação perfeita da prótese parcial às estruturas adjacentes e naturalidade em casos de próteses totais, devolvendo a autoestima dos pacientes.

Principais características

- 4 camadas (tecnologia INCOMP)
- Biocompatibilidade certificada
- Efeitos naturais de fluorescência e opalescência
- Fidelidade de cor com os dentes posteriores
- Fidelidade de cor com a cerâmica HeraCeram e com a resina indireta Signum

Indicações

- Prótese Total
- Prótese Parcial



Palabond

Para utilizar em conjunto

Palabond potencializa a adesão entre a resina acrílica e o dente acrílico, proporcionando maior estabilidade e segurança sem a necessidade de retenção mecânica.



Naturalidade estética



Dente Magister seccionado

Magister está disponível em 16 cores: A1 a D4

Garantia de 4 anos contra desgaste excessivo e descoloração

- Evita efetivamente a infiltração marginal
- Permite um trabalho limpo e livre de poeira
- Considerável economia de tempo e de brocas
- Não interfere na cor do dente acrílico
- Fácil aplicação

Orthognath / Orthocal

Dentes posteriores Classic

Orthognath

Dentes posteriores com conceito anatômico de oclusão

Os dentes posteriores Orthognath possuem duas camadas, são confeccionados com tecnologia INCOMP e foram desenvolvidos para melhorar a função mastigatória, distribuindo a carga oclusal de maneira balanceada.

Além disso, Orthognath possui uma exclusiva concavidade na base do dente que melhora a união com a resina acrílica e minimiza a necessidade de desgastes, permitindo uma montagem rápida.

Principais características

- Cúspides com ângulo de 28°
- Superfície oclusal funcional (excelente intercuspidação)
- Fácil adaptação na boca do paciente
- Oclusão cêntrica precisa
- Múltiplos pontos de contato

Indicações

- Prótese Total
- Prótese Parcial



Dente Orthognath seccionado

Orthognath está disponível em 16 cores: A1 a D4
Garantia de 4 anos contra desgaste excessivo e descoloração

Orthocal

Dentes posteriores com superfície oclusal plana

Os dentes posteriores Orthocal possuem duas camadas, superfície oclusal plana (0° grau), são confeccionados com tecnologia INCOMP e foram especialmente projetados para próteses de difícil solução.

Sua superfície oclusal plana dá ao paciente liberdade de movimentos laterais sem travamentos, preservando melhor o rebordo, os tecidos musculares e a própria osseointegração.

Principais características

- Superfície oclusal plana (0° grau)
- Oferece liberdade de movimentos excursivos
- Preserva o bordo e os tecidos musculares devido à eliminação de cúspides. O esforço lateral e a carga mastigatória são reduzidos ao mínimo, proporcionando maior conforto para o paciente.

Indicações

- Prótese Total
- Prótese Geriátrica



Dente Orthocal seccionado

Orthocal está disponível em 6 cores: A2, A3, A3.5, A4, B3 e D3
Garantia de 4 anos contra desgaste excessivo e descoloração

Magister

Dentes anteriores Classic

<p>L 390</p> 	<p>39,8 8,8 7,4</p>	<p>L/A 451</p> 	<p>45,1 9,8 8,5</p>
<p>L 423</p> 	<p>43,3 9,7 7,9</p>	<p>L 452</p> 	<p>45,8 10,5 8,3</p>
<p>L 425</p> 	<p>43,7 9,8 7,8</p>	<p>A 460</p> 	<p>45,9 10,4 8,6</p>
<p>P 426</p> 	<p>42,8 8,8 8,0</p>	<p>L/A 468</p> 	<p>46,9 10,7 8,8</p>
<p>P 432</p> 	<p>44,5 9,7 8,3</p>	<p>P 475</p> 	<p>47,0 10,4 9,0</p>
<p>L 436</p> 	<p>43,2 10,6 8,2</p>	<p>L 480</p> 	<p>46,9 10,5 8,6</p>
<p>L 438</p> 	<p>44,5 10,7 8,2</p>	<p>L/A 485</p> 	<p>47,8 11,1 8,9</p>
<p>L 447</p> 	<p>46,5 11,1 8,6</p>	<p>L/A 490</p> 	<p>49,3 12,1 8,9</p>
<p>P 448</p> 	<p>47,1 9,8 9,0</p>	<p>L/A 520</p> 	<p>52,4 12,6 9,9</p>

U 25

33,0
7,9
5,0

U 38

35,2
8,7
5,4

U 32

31,6
9,9
4,6

U 67

38,3
10,0
5,7

U 33

33,3
10,5
5,1

U 74

38,1
9,8
5,9

U 34

35,8
8,3
5,3

U 86

37,8
9,1
5,6

U 37

34,5
8,9
5,4

U 88

39,2
11,1
5,7

Exemplos

L 423	30 O/U
43,3	7,5
9,7	6,9
7,9	
U 34	30 O
35,8	28,4
8,3	
5,3	30 U
	30,5

Orthognath / Orthocal

Dentes posteriores Classic

Orthognath

30 O				28,4
30 U				7,5
				30,5
				6,9

32 O				30,6
32 U				8,4
				32,5
				7,8

34 O				32,2
34 U				9,2
				35,1
				8,2

36 O				34,2
36 U				10,0
				37,5
				9,3

Orthocal

K 1 O				28,7
K 1 U				8,4
				29,6
				9,2

K 2 O				32,6
K 2 U				9,0
				34,6
				9,5

Formato dos dentes e combinações possíveis

Formato dos dentes



L



Biotipo Leptossômico

Dentes longos



P



Biotipo Pícnico

Dentes arredondados



A



Biotipo Atlético

Dentes triangulares

Combinações possíveis

Anteriores superiores

	L 390
	L 423
	L 425
	P 426
	P 432
	L 436
	L 438
	L 447
	P 448
	L/A 451
	L 452
	A 460
	L/A 468
	P 475
	L 480
	L/A 485
	L/A 490
	L/A 520

Anteriores inferiores

U 25 - U 32
U 37 - U 32
U 37 - U 32 - U 25
U 34 - U 25
U 34 - U 37 - U 25
U 33 - U 37
U 37 - U 38
U 38 - U 67 - U 37
U 38 - U 67
U 34 - U 38 - U 37
U 38 - U 37 - U 67
U 67 - U 38
U 67 - U 86 - U 38
U 67 - U 86 - U 74
U 86 - U 67
U 74 - U 88
U 86 - U 88
U 88

Posteriores

30
32
32
30
30
32 - 34
32 - 34
32
32
32
32 - 34
32
32 - 34
32 - 34
32 - 34
32 - 34
32 - 34
34

Os dentes da Heraeus Kulzer são produzidos com a tecnologia INCOMP, que os torna livres de bolhas ou porosidades, além de possuírem alta densidade.

Nossos dentes acrílicos seguem a norma EN ISO 22112:2006, a norma europeia 93/42/EWG e possuem a marca CE 0044.

CE 0044

Comparativo de modelos

Biotone		Magister		Biotone		Magister		Trilux		Magister		Trilux		Orthognath	
<i>Anteriores superiores</i>				<i>Anteriores inferiores</i>				<i>Anteriores superiores</i>				<i>Posteriores</i>			
263	L 436	26	U 88	E 1	P 426	M 2	32								
264	L 438	2 D	U 33	E 2	L 436	M 3	34								
266	L/A 490	2 E	U 67	E 3	L 438	M 4	34								
2 D	L 425	2 N	U 37	E 4	L 480	M 5	36								
2 N	L 436	2 P	U 38	E 5	L/A 520										
2 P	L/A 468	3 D	U 34	F 3	L 436										
3 D	P 426	3 M	U 25	F 4	P 475 - L 480										
3 M	L 390	3 N	U 37	G 3	P 426										
3 N	L 423 - L 425	3 P	U 67	H 3	L 425										
3 P	L 480	46	U 38	H 4	L 423 - L 425										
A 23	L 390			<i>Anteriores inferiores</i>											
A 25	P 448			K 3	U 25										
A 26	L/A 520			K 5	U 33										
				K 6	U 38 - U 37										
				K 9	U 38 - U 67										
				K 10	U 88										

Heraeus Kulzer South America Ltda.

Av. Marquês de São Vicente, nº 2800

Água Branca - São Paulo / SP - Brasil

CEP: 05036-040

Fone: +55 (11) 3665-0500

Fax: +55 (11) 3665-0503

E-mail: sac@heraeus.com

Website: www.heraeus-kulzer.com.br